

佐賀県医療センター好生館 令和7年度 透析装置定期消耗部品交換 仕様書

1. 部品交換対象機器

機器名	規格	メーカー名	数量	備考
逆浸透透析用水精製装置	MSR751PC-HV-21+L1I1NJ	日本ウォーターシステム	1	2018年購入
多用途透析用監視装置	DCS-200Si	日機装	4	2022年購入
多用途透析用監視装置	DCS-27	日機装	7	2013年購入
個人用透析監視装置	DBB-27	日機装	2	2013年購入

2. 交換部品

・別紙1のとおり。

3. その他

- ・作業費、交通費、廃棄処分費、搬入等の一切の諸経費は、契約相手方の負担とする。
- ・本仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、当館と協議の上決定するものとする。

1. 交換部品一覧について

【別紙1】

対象機器名	部品名	規格	数量	単位
逆浸透透析用水精製装置 MSR751PC-HV-21+L1I1NJ 日本ウォーターシステム (2018年購入、1台)	ROモジュール	-	1	本
	送水ポンプ	CM3-3	2	台
	UFエレメント	C-40-HR	1	本
	UVランプ	JUV-1000-U-M	1	本
	エアフィルタ	JF-A-5.0-H-A	1	個
	サンプリングポート用ゴム栓	M90P20-026	5	個
	透析用水化学的12項目検査	-	1	検体
	水質分析(原水・RO水)	-	2	検体
	ROモジュール以降消毒作業	-	1	式
	5インチ5 μ フィルタ	M40F10-145	8	個
	10インチカーボンフィルタ	M40F10-133	8	個
	フィルタエレメント10 μ 30インチ	M40F10-056	4	個
	30インチカーボンフィルタ	M40F10-222	12	個
多用途透析用監視装置 DCS-200Si 日機装 (2022年購入、4台)	フィルタ組立(6.5 Φ)	X01-001301	4	個
	フィルタ組立(8 Φ)	X01-001401	4	個
	DLJ-03メンテナンスキット	C06-000110	8	個
	透析液Cポートキット	X66-000600	4	個
	Oリング	R01-158B15	4	個
	背圧弁ダイヤフラム	D03-027A00	12	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	4	個
	インペラ	X60-099B00	8	個
	複式ポンプキット	X66-000800	4	個
	除水ポンプキット	X66-003900	4	個
	電磁弁交換キット	V01-002020	40	個
	排液ポートキット	X66-001500	4	個
	ポペットバルブ	X04-504W00	4	個
	Oリング	R01-036B14	4	個
	CFリークテストキット	X66-006900	4	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	8	個
	レベル調整ポンプ しごき部	X06-345W00	4	個
	バッテリー	B17-073B01	4	個
	カットフィルタ	EF-02	16	本
多用途透析用監視装置 DCS-27 日機装 (2013年購入、7台)	フィルタ組立(6.5 Φ)	X01-001301	7	個
	フィルタ組立(8 Φ)	X01-001401	7	個
	ダイヤフラム	D03-027A00	21	個
	インペラ	X60-099B00	14	個
	メカニカルシール	S03-019A10	14	個
	Oリング	R01-036B22	14	個
	Oリング	R01-036B41	14	個
	Oリング	QB2401-P7-F4D	28	個
	Eリング	R01-171A01	14	個
	複式ポンプキット	X66-000800	7	個
	ギヤヘッド組立	X01-030211	7	個
	除水ポンプキット	X66-003900	7	個
	シリンダ組立	X06-534Z01	7	個
	プランジャ12マル組立	X06-480Z00	7	個
	カム組立	X05-882Z00	7	個
	バルブ(キット)	V01-002010	42	個
	パッキン(気泡分離)	P10-033A00	7	個
	フロートスイッチ組立	X01-069202	7	個
	バイパスOリング	R01-200A01	14	個
	カップリング(赤)	C06-075B01	7	個
	カップリング(青)	C06-075B02	7	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	14	個
	カットフィルタ	EF-02	28	本

個人用透析監視装置 DBB-27 日機装 (2013年購入、2台)	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	2	個
	フィルタ組立(5Φ)	X01-001501	2	個
	ダイアフラム	D03-027A00	6	個
	メカニカルシール	S03-019A10	4	個
	Oリング	R01-036B22	4	個
	Oリング	R01-036B41	4	個
	Oリング	QB2401-P7-F4D	8	個
	インペラ	X60-099B00	4	個
	複式ポンプキット	X66-000800	2	個
	ギヤヘッド組立	X01-030211	2	個
	除水ポンプキット	X66-003900	2	個
	シリンダ組立	X06-534Z01	2	個
	プランジャ12マル組立	X06-480Z00	2	個
	カム組立	X05-882Z00	2	個
	バルブ(キット)	V01-002010	16	個
	原液ラインフィルタ組立(2.5Φ)	X06-370W00	4	個
	キャップシール	S03-006A00	8	個
	SMP接手組立(出口)	X06-113W02	4	個
	SMP接手組立(入口)	X06-113W01	4	個
	Oリング	R01-036B11	4	個
	ベアリング(テープ)	B07-140A00	4	個
	カム組立	X05-882Z00	4	個
	ベアリング	B07-151A00	4	個
	原液注入背圧弁組立B	X06-708W00	2	個
	原液注入背圧弁組立A	X06-708W01	2	個
	薬液チューブ組立(次亜)	X08-113W03	2	個
	薬液チューブ組立(酢酸)	X08-113W04	2	個
	薬液電磁弁	V01-262B00	2	個
	薬液ボトル(次亜)	X05-875W03	2	個
	薬液ボトル(酢酸)	X05-875W04	2	個
	カップリング(赤)	C06-075B01	2	個
	カップリング(青)	C06-075B02	2	個
	バイパスOリング	R01-200A01	4	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	4	個
	カットフィルタ	EF-02	8	本

2. 交換部品に関して

①ROモジュールについて

・径が8インチ・常温タイプであること。

②水質分析(原水・RO水)

・pH,シリカ,導電率,TDS,電解質の項目についての水質分析(原水・RO水)であること。

③透析用水12項目検査キット

・12項目(Ca,Mg,K,Na,Pb,Al,総塩素,Cu,フッ化物,硝酸塩、硫酸塩,Zn)の検査キットであること。

④ROモジュール以降消毒作業

・ROモジュール以降についての薬液消毒作業であること。